


写真撮影時の患者さんへの痛みを解消

# CRカセットカバー


CR カセットカバーの発砲ポリエチレン構造が、  
CR カセットの端をカバーするので、  
板の間や石の上のようなゴツゴツした上で寝ているような  
患者さんの不満が解消されます。

また、汚れなどもアルコールでカンタンに拭き取ることができるので、  
いつも清潔に繰り返し使用でき、院内感染予防にも役立ちます。

CR カセットカバーの構造




CR カセットカバー(5枚入)  
サイズ:W430 ×H490  
半切用CR カセット対応




## ご使用方法

- ① CR カセットカバーにCR カセットを  
入れてください。



- ② CR カセットカバーの蓋をかぶせ、反転し表面を上にしてください。  
四方にある穴は、撮影時にセンターの目安になります。



JANコード



4528373005010

GS1-128



(01)04528373005010